

SUCTION UNIT

吸引器 SPIKAL SD130



SUCTION UNIT

吸引器 SPIKAL SD130

SPIKAL SD130のテーブルトップ・瓶まわり・足まわりは、成形樹脂を使用しています。ソフト感のある成形樹脂によって、金属特有の冷たさや、耳に残る金属音がなくなり、落ち着いた診療室・病室を演出します。



吸引ポンプは強力なので、瞬時に最大能力に達し、ねばりついた痰等も容易に取除けます。しかも、使用感のないほど低作動音・低振動です。また、クリーンエア排気ですので、室内を汚す事はありません。背面には、備品収納庫が備えてあります。

	SD130 標準タイプ	SD130 ディスポ対応タイプ
商品コード	1001128 - 1	1001128 - 2
特徴	吸引力が強力、移動可能	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
電源入力	350VA	
モーター	300W	
ポンプ	ピストン式	
吸引圧	-90kPa以上	
吸引流量 (吸引口)	50L/min以上	40L/min以上
ポンプの排気速度	85L/min	
寸法(W:D:H)	400×430×900mm	
重量	30.4kg	
EMC適合、クラスII (管理医療機器)、特定保守該当		
付属品	(吸引瓶) ●1007312 直型瓶3000ml ●1007411 直型瓶キャップ一式 (その他) ●1007431 提げ手 直型瓶用	(なし)
	(吸引瓶) ●1007316 捻口瓶 400ml(無地) ●1007420-2 クリームキャップ 一式 白細フィルター付 (排気瓶) ●1007303-1 捻口瓶 100ml(無地) ●1007419-4 クリームキャップ一式 ゴム口NO.8 2個付 (その他) ●1001897-1 ステンレストレー11インチ ●1007322 カテーテル差し(30×300)	
オプション別売品		●1009015 セレス吸引用キャニスタ・3000mlL字コネクター付 ●1009013 セレスディスポーザブル吸引バッグ3000ml (24個/箱) ●1009018 セレス凝固材 スティックタイプ 25g (24個入)
	●1009022 コネクティングチューブ MT-1714W(3m) ●1007214 フットスイッチON-OFF切替型 N-24OR	

●製品は、改良のため若干変更することがあります。 ●製品の色は、印刷のため若干異なる場合があります。

KIDS MEDICAL
キッズメディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-12

営業時間 8:00~16:30

TEL 03-5615-8822 FAX 03-5615-8855

MAIL 1922kids-inquiry@kids-medical.com

URL www.kids-medical.com

代理店