



KIDS ENT Workstation ユニット

EG100

長年ご愛用いただいているステンレス天板に
最新の標準機能を装備した
コンパクトユニット





基本仕様


品名	CG100
本体寸法	W650 × D530 × H800mm
重量 (照明装置含まず)	89kg
本体材質	ボディ (スチール) 天板 (ステンレス)
通気装置	押しボタン式
スプレー装置	綿巻シリコン管・フリージョイント式 3本 (直 3本)
エア供給	オイルフリーコンプレッサー 1台 ステンレス製タンク 1個 オートドレインシステム 1個 高性能中空糸フィルター 1個
吸引装置	オイルフリー吸引ポンプ (床置き可能) 1台 綿巻シリコン管・滑車式 1個 (オプション: 外側引掛け式) 吸引瓶 強化ガラス製 3000ml 1本
喉頭鏡ヒーター	熱風送風式 (サーモスタット & 温度ヒューズ付) 1台
照明灯支柱 *	直ポール 49φ
薬瓶	共栓瓶 (白色 3個、茶色 3個、ルリ色 2個) 軟膏ツボ (緑色 1個、茶色 1個)
入力電源	交流 100V 50/60Hz
消費電流	15A
電撃に関する保護の形式	クラス 1
電撃に対する保護の程度	BF 型装着部

* オプションとして照明装置 (照明灯ヘッド・照明灯ダブルアーム・照明灯L型アーム) が取付可能です。ご注文時にご指定ください。照明装置をご注文の場合は、照明灯支柱は照明灯装置と同様に白塗りです。
 【商品コード】 照明装置: 1001802-117



各部名称と付属品

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|---------|-------|----------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------------|------------------|-------|----------------|-------------------|---------------|-------|-------------|------------|------------|
| ① 照明灯支柱 | ②③ 薬瓶架 | ④ 綿棒架 45φ | ⑤ 薬瓶架用ブラケット | ⑥ メンテナンス扉 | ⑦ 綿棒架 60φ | ⑧ 器械パット用スライド蓋 | ⑨ ステンレス天板 | ⑩ 通気圧メーター | ⑪ 直結スプレー | ⑫ 吸引アダプタ (装着部) | ⑬ 喉頭鏡ヒーター | ⑭ 照明灯スイッチ | ⑮ 通気スイッチ | ⑯ 通気エア噴出口 | ⑰ 通気引掛け金具 | ⑱ 喉頭鏡ヒータースイッチ | ⑲ 6×8パット | ⑳ 吸引洗浄缶 | ㉑ 汚物缶 | ㉒ 吸引圧調節器 | ㉓ スプレー圧調節器 | ㉔ 通気圧調節器 | ㉕ 電源スイッチ | ㉖ スプレー圧メーター | ㉗ 吸引圧メーター | ㉘ コンプレッサーヒューズ (7A) | ㉙ 吸引ポンプヒューズ (7A) | ㉚ 背面板 | ㉛ 関連機器接続用電源挿入口 | ㉜ 当社製治療椅子用電源コンセント | ㉝ 本体ユニット電源コード | ㉞ 吸引瓶 | ㉟ 通気用フィルター瓶 | ㊱ 排気フィルター瓶 | ㊲ 吸引フィルター瓶 |
|---------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|---------|-------|----------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------------|------------------|-------|----------------|-------------------|---------------|-------|-------------|------------|------------|



スプレー関係商品は交換部品として別途販売

商品コード	商品名
1002150-1	耳鼻科ユニット用直結スプレー式 (太)
1002150-2	耳鼻科ユニット用直結スプレー式 (細)
1002150-3	耳鼻科ユニット用直結スプレー式 (曲)
1002156-1	耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶 (透明)
1002156-2	耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶 (茶色)
1002155	スプレー筆

製造販売業