


薬剤噴霧ノズルカバー

薬剤を噴霧する機器に使用します。

患者毎使用後に消毒する手間をノズルカバーで解決します。



付着防止

跳ね返り防止

ノズル交換回数の減少

国内業界初

患者さんに優しい

Made in JAPAN

ストロー製品のリーディングカンパニー シバセ工業株式会社様との共同開発

商品コード1002175

基本仕様

入数：80本/箱×2セット（個別包装はしていません）

素材：PP(ポリプロピレン) 本体色：半透明

長さ：66mm±1mm 内径：4.1mm

生産国：日本 耐熱温度：約90度

世界の人々に
寄り添う製品を

 **KIDS MEDICAL**
キッズメディカル株式会社

200326