



SPIKAL SDI30Air

基本仕様

品名	SPIKAL SDI30Air
基本寸法	W485 × D340 × H825mm
重量	約 41.5kg
本体材質	ボディ(スチール・メラミン焼付塗装)
吸引装置	ピストン式(オイルフリー)吸引ポンプ 1台 綿巻シリコン管[オートスイッチ] 1本 吸引瓶 ガラス 直型瓶 2000ml 1本 ※ディスプレイはオプション別売品
スプレー装置	ダイヤフラム式陽圧ポンプ 1台 綿巻シリコン管[オートスイッチ] 2本(太1本・曲1本)
深型トレイ	2個 W140 x D210 x H72mm(内寸)
引出し	2段 W116 x D235 x H90mm(内寸)
電源電圧	AC100V, 50/60Hz
電源入力	360VA
電撃に対する保護の形式・程度により分類	クラスⅠ機器・B形機器

性能

吸引圧	-90kPa以上	スプレー圧	0.1MPa
吸引流量(吸引口)	50L/min以上	コンプレッサーの排気流量	15.5L/min
ポンプの排気速度	85L/min以上		

販売名 吸引器 SPIKAL SDI30Air
 認証番号 229ALBZX00029000
 クラス分類 管理医療機器(クラスⅡ)
 JMDNコード 36616030, 70451000

【標準タイプ】
 商品コード 1001126-1
 【ディスプレイタイプ】
 商品コード 1001126-2
 プラスチック製吸引ボトル(リユーズブル)とディスプレイ型吸引バッグのセットで使用するタイプです。

各部名称と付属品

※写真は標準タイプです



- 1 トレイカバー
- 2 深型トレイ
- 3 綿棒缶
- 4 スプレー+スプレーホルダー
- 5 吸引アダプタ
- 6 吸引瓶(検口瓶 100ml)
- 7 排気瓶(検口瓶 100ml)
- 8 安全弁用瓶
- 9 電源スイッチ
- 10 引き出し
- 11 吸引規格納扉
- 12 吸引瓶(直型瓶 2000ml)
- 13 吸引圧調整器
- 14 スプレー圧調整器
- 15 吸引圧メーター
- 16 スプレー圧メーター

交換用部品として別途販売

商品コード	
吸引瓶セット(標準タイプ用)	
1007311	直型瓶2000ml
1007411	直型瓶キャップ式
1007431	握げ手直型瓶用

吸引瓶セット	
1007303-1	検口瓶 100ml(無地)
1007420-2	クリームキャップ式白細フィルター付
排気瓶セット	
1007303-1	検口瓶 100ml(無地)
1007419-4	クリームキャップ式 ゴム口NO.8 2個付
1001802-98	綿棒缶 46φ長 H:95mm
1001875	深型トレイ W155×D220×H73mm

スプレー関係商品	
1002150-1	耳鼻科ユニット用直結スプレー式(太)
1002150-2	耳鼻科ユニット用直結スプレー式(細)
1002150-3	耳鼻科ユニット用直結スプレー式(曲)
1002156-1	耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶(透明)
1002156-2	耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶(茶色)
1002155	スプレー電

オプション別売品

※本吸引器本体には標準で付属しておりませんので、初めてお使いになる場合はご確認ください。

1007214	フットスイッチON-OFF切替型 N-240R
1009012	セレスディスプレイ型吸引バッグ2000ml(24個/箱)
1009014	セレス吸引キャニスタ 2000mlL字型コネクター付
1009018	セレス凝固剤スティックタイプ25g(24個入)

便利なマグネット式の収納小物を販売しています。(オプション別売品)



製造販売業

KIDS MEDICAL
 キッズメディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-12 TEL 03-5615-8822 FAX 03-5615-8855
 Mail 1.922kids-inquiry@kids-medical.com
 URL www.kids-medical.com

製品は改良のため若干変更することがあります。製品の色は印刷のため若干異なる場合があります。

200818

SPIKAL SDI30Air

Mobile
 All in one
 Compact
 Simple
 Japan made



KIDS MEDICAL
 キッズメディカル株式会社

「吸引」と「スプレー」、2つの機能を 1台のワークステーションにしました。

医療者の理想と患者さまへの思いやりから生まれました。
医療現場のリアルな声を開発始点に。ユーザー視点で
現場観察・インタビューを丁寧に行い、
職人の技術力を集結して製品化を実現しました。

Mobile

どこでも、どこへでも

- +幅広い医療汎用として外来診察室はもちろん
様々な診療科での使用が可能です。
- +ベッドサイドなど、ダイレクトに患者さまの元
へ駆けつけての診療が可能です。患者さま、医療者の
移動負担や院内感染リスクを軽減し、より自然な
形で診療を享受・提供できます。
- +安全走行への配慮から、移動や診療の障害となる
むき出しのホースやコード類を全て内蔵しました。
また本体上部の診療用深型トレイには蓋を設置
し、清潔感の維持、静音性に配慮した設計です。

Simple

凹凸の少ないフラットでシンプルなデザイン

- +吸引・スプレーをオートスイッチにし、ワンアクションで使用
できます。
- +本体全面をほぼフラットにすることにより、お手入れが簡
単になり清潔に保てます。
- +吸引瓶を本体に内蔵することにより、直接排液が見えるこ
とがなく不快感を与えません。一方、吸引瓶が内蔵された
扉にはスモーク窓を設置し、排液がどれだけ溜まっている
か一目で分かる仕様です。



Compact

小型で小回りの利くサイズ
(W485mm×D340mm×H825mm)を実現

- +コンパクトな設置型ユニットと比較し約52%小型化を
実現しました（当社従来製品との容積比較）。
- +設置の自由度が高く、狭小スペースでも設置が可能なため、
作業動線が短くなりました。また立っても座ってもお好
みのスタイルで診療できます。
- +宅急便での送付が可能なサイズで納
品、設置、移動、修理の際の手間を
軽減します。



All in one

診療に必要な機能と装備を集約

- +高性能の吸引機能（最大吸引圧-90kPa、吸引流量
50L/min以上、ポンプの排気速度85L/min以上）と
スプレー機能（スプレー圧力0.1MPa、コンプレッサー
の排気流量15.5L/min）を搭載しました。
- +本体上部の診療用深型トレイ部分を2面に分割。診療や
収納スペースとしてだけでなく、使用前（清潔）と使用
後（不潔）領域に分けて利用するなど衛生面に配慮した
使い方ができます。
- +現場に必要な小物類を想定し、使い勝手の良い2段の引
き出しや綿棒缶を作りつけました。またスチール製の本
体にマグネットタイプの収納を付加することで大容量の
装備が携帯可能です。



Japan made

1922年創業のKIDS (Kawanishi Iryo Denki
Seisakusho) の技術とブランドを継承

- +医療用吸引器を長年専門に製造してきたメーカーとしての
安心と信頼。
- +熟練職人によるハンドメイド。
- +企画設計から製造出荷、メンテナンス、修理まで全て
ALL JAPANでワンストップ生産します。

Color variations

カラーバリエーション(イエロー以外はオプションです)
病院内の空間に合わせた配色を取り揃えています。

