



商品コード:1007411 商品名:直型瓶キャップ ー式

使用器械: SD-130 , SD-80 , SD-65




商品コード:1007420-2 商品名:クリームキャップ ー式 400ml用白細フィルター付


使用器械: SD-130 , SD-80 , 73 , SD-65



商品コード: 1007419-4 商品名: クリームキャップ ー式 ゴム口 NO.8 2個付  
 使用器械: SD-130



商品コード: 1007405-2 商品名: 広口瓶キャップ ー式 ジョイントタイプ 白細フィルター付  
 使用器械: SD-80




商品コード: 1007419-3 商品名: クリームキャップ 一式 ゴム口 NO.8/パイプNO.9付  
 使用器械: SD-80, 73, SD-65

①1001837  
 排気瓶ゴム口  
 (排気瓶入口) NO.8

②1007425-6  
 笠ゴム栓(黒)8Φ

③1001950  
 クリームキャップ



④1001838  
 排気瓶パイプ(排気瓶出口) NO.9

商品コード: 1007405-1 商品名: 広口瓶キャップ 一式 ジョイントタイプ  
 使用器械: 73


①1001825  
 吸引L型ジョイント 2個入

②1001827  
 吸引瓶吸引L型ジョイント受け  
 10Φネジ NO.1

③1001801  
 広口瓶キャップ 上板

④1001801  
 広口瓶キャップ 中板

⑤1001832-2  
 ガイドチューブ(長)



⑥1001826  
 吸引L型ジョイント 2個入

⑦1001828 吸引瓶吸引L型ジョイント受け  
 10Φネジ NO.2

⑧1007428  
 広口瓶用黒ゴムキャップのみ2穴・8Φ

⑨1001836  
 オーバーフロー防止弁(黒ゴム付)

※広口瓶の場合、黒ゴムは不要ですので  
 取り外してご使用してください。