


# ジャイロフレンツェル G96DA

ただ、軽い、シンプル

150g

Made in JAPAN



※Windows 10 標準 USB 映像入力でリアルタイム画像を表示できます。Windows10 より前のバージョン、Mac、iOS 端末、Android 端末等での画像表示は対応していません (2017 年 11 月現在)。

※パソコン用ソフトウェア (表示、記録いずれも) は付属しません。カタログ写真のソフトウェアはサンプルです。

※患者さんの頭位角度情報を画像と同時に出力しています。頭位角度情報の表示にはソフトウェアが必要です。

Supervisor

熊本県 くらだ耳鼻咽喉科医院  
新潟県 株式会社ガゾウ

 **KIDS MEDICAL**  
キッズメディカル株式会社

 Project Gyro with K  
<http://www.gazo.co.jp/gyrofrenzel.html>

 Gazo  KURODA  
くらだ耳鼻咽喉科医院

