



KIDS ENT Workstation ユニット

# EG100

長年ご愛用いただいているステンレス天板に  
最新の標準機能を装備した  
コンパクトユニット

Easy to  
Use

Clean  
&  
Tidy

Reliable

Compact



## 基本仕様


品名	CG100
本体寸法	W650 × D530 × H800mm
重量 (照明装置含まず)	89kg
本体材質	ボディ (スチール) 天板 (ステンレス)
通気装置	押しボタン式
スプレー装置	綿巻シリコン管・フリージョイント式3本 (直3本)
エア供給	オイルフリーコンプレッサー 1台 ステンレス製タンク 1個 オートドレインシステム 1個 高性能中空糸フィルター 1個
吸引装置	オイルフリー吸引ポンプ (床置き可能) 1台 綿巻シリコン管・滑車式 1個 (オプション: 外側引掛け式) 吸引瓶 強化ガラス製 3000ml 1本
喉頭鏡ヒーター	熱風送風式 (サーモスタット&温度ヒューズ付) 1台
照明灯支柱*	直ポール 49φ
薬瓶	共栓瓶 (白色3個、茶色3個、ルリ色2個) 軟膏ツボ (緑色1個、茶色1個)
入力電源	交流 100V 50/60Hz
消費電流	15A
電撃に関する保護の形式	クラス1
電撃に対する保護の程度	BF型装着部

による装着部分の分類

\* オプションとして照明装置 (照明灯ヘッド・照明灯ダブルアーム・照明灯L型アーム) が取付可能です。ご注文時にご指定ください。照明装置をご注文の場合は、照明灯支柱は照明灯装置と同様に白塗りで、  
 【商品コード】 照明装置: 1001802-117

## KIDS ENT Workstation ユニット CG100


【標準タイプ】 商品コード 1002194-1  
 【照明装置付きタイプ】 商品コード 1002194-2



## 各部名称と付属品

- |         |        |           |           |             |           |           |               |           |           |          |                |           |           |          |           |           |               |           |         |       |          |            |          |          |             |           |                    |                  |       |                |                   |               |       |             |            |            |
|---------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------|-------|----------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------------|------------------|-------|----------------|-------------------|---------------|-------|-------------|------------|------------|
| ① 照明灯支柱 | ②③ 薬瓶架 | ④ 綿棒缶 45φ | ⑤ 薬瓶架用アーム | ⑥ 薬瓶架用ブラケット | ⑦ メンテナンス扉 | ⑧ 綿棒缶 60φ | ⑨ 器械バット用スライド蓋 | ⑩ ステンレス天板 | ⑪ 通気圧メーター | ⑫ 直結スプレー | ⑬ 吸引アダプタ (装着部) | ⑭ 喉頭鏡ヒーター | ⑮ 照明灯スイッチ | ⑯ 通気スイッチ | ⑰ 通気エア噴出口 | ⑱ 通気引掛け金具 | ⑲ 喉頭鏡ヒータースイッチ | ⑲ 6×8 バット | ⑳ 吸引洗浄缶 | ㉑ 汚物缶 | ㉒ 吸引圧調整器 | ㉓ スプレー圧調整器 | ㉔ 通気圧調整器 | ㉕ 電源スイッチ | ㉖ スプレー圧メーター | ㉗ 吸引圧メーター | ㉘ コンプレッサーヒューズ (7A) | ㉙ 吸引ポンプヒューズ (7A) | ㉚ 背面板 | ㉛ 関連機器接続用電源挿入口 | ㉜ 当社製治療椅子用電源コンセント | ㉝ 本体ユニット電源コード | ㉞ 吸引瓶 | ㉟ 通気用フィルター瓶 | ㊱ 排気フィルター瓶 | ㊲ 吸引フィルター瓶 |
|---------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------|-------|----------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------------|------------------|-------|----------------|-------------------|---------------|-------|-------------|------------|------------|

## 本体背面



## スプレー関係商品は交換部品として別途販売

商品コード	商品名
1002150-1	耳鼻科ユニット用直結スプレー一式 (太)
1002150-2	耳鼻科ユニット用直結スプレー一式 (細)
1002150-3	耳鼻科ユニット用直結スプレー一式 (曲)
1002156-1	耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶 (透明)
1002156-2	耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶 (茶色)
1002155	スプレー箆

## 製造販売業