

誕生から半世紀のロングセラー吸引器が
機能性とデザインを一新してフルモデルチェンジ

卓上型吸引器 スピカル AK73D II

SPIKAL

AK73D II
MADE IN JAPAN

従来当社製品より

15%

コンパクトに
なりました



KIDS MEDICAL
キッズメディカル株式会社

※上記数値は当社従来製品と現製品の空間容積を当社で測定比較したものです。
※SPIKAL(スピカル)は愛称です。

SPIKALは、さまざまな医療機関、介護施設、研究施設等の幅広いニーズに応えたパワフルな吸引力を持つ卓上型吸引器です。50年以上の実績による安心・信頼の“Made in JAPAN”ロングセラー製品です。

SPIKALは愛称です。


- ★ 従来製品より15%コンパクトになり限られたスペースにも設置可能
- ★ 丸みを帯びたフォルムと優しい配色で利用者の緊張感や不安を軽減
- ★ さまざまな医療機関、介護施設、研究施設等での多くの利用実績
- ★ SPIKALはパワフルな吸引力を強みに利用者の負担を軽減

【標準タイプ】製品コード 1001321-1


愛称 SPIKAL (スピカル)
販売名 吸引器 SPIKAL AK73D II
認証番号 229AFBZX00092000



【ディスポ対応タイプ】
製品コード 1001321-2
プラスチック製吸引ボトル(リユーズابل)とディスポーザブル吸引バッグのセットで使用するタイプもございます。(別売)



各部名称と付属品



※写真は標準タイプです

- 1 吸引圧メーター
- 2 吸引圧調整器
- 3 電源スイッチ
- 4 吸引瓶(広口瓶 1500ml)
- 5 吸引瓶(掬口瓶 400ml)
- 6 排気瓶(掬口瓶 100ml)
- 7 カテーテル差し

SPIKAL

交換用部品として別途販売

商品コード	標準タイプ / ディスポタイプ
吸引瓶(標準タイプ用)	
1007315	広口瓶1500ml
1007405-1	広口瓶キャップ式ジョイントタイプ
吸引瓶	
1007316	掬口瓶400ml(無地)
1007420-2	クリームキャップ式 白細フィルター付
排気瓶	
1007303-1	掬口瓶100ml(無地)
1007419-3	クリームキャップ式ゴム口NO.8/パイプNO.9付
その他	
1007321	カテーテル差し(30×200)
1001897-2	ステンレストレー9インチ

オプション別売品

※本吸引器本体には標準で付属しておりませんので、初めてお使いになる場合はご注意ください。

1009021	コネクティングチューブ MT-1713W(1.8m)
1007102	ステンレス製卓子73型(W560mm×D530mm×H655mm)
1007214	フットスイッチON-OFF切替型 N-240R
1009012	セレスディスポーザブル吸引バッグ 2000ml (24個/箱)
1009014	セレス吸引用キャニスタ・2000ml L 字型コネクター付
1009018	セレス凝固材スティックタイプ 25g (24個入)

技術仕様

	SPIKAL
電源電圧	AC100V, 50/60Hz
電源入力	200VA
寸法	W338mm×D361mm×H333mm
重量	約15 kg
ポンプ	ダイアフラム式(オイルフリー)
認証番号	229AFBZX00092000

性能

	SPIKAL
吸引圧	-75kPa以上
吸引流量(吸引口)	35L/min以上
ポンプの排気速度	40L/min以上

管理医療機器(クラスII)、特定保守非該当
電撃に対する保護の形式・程度による装着部の分類：クラスI機器・B形装着部を有する機器
高吸引圧/高流量吸引器(JIS T 7208-1)
製品は、改良のため予告なく変更することがあります。
製品の色は、印刷のため若干異なる場合があります。



〒113-0033 東京都文京区本郷 2-27-12

営業時間 8:00~16:30 (土日祝祭日を除く)

TEL 03-5615-8822

FAX 03-5615-8855

MAIL 1922kids-inquiry@kids-medical.com

URL www.kids-medical.com

