

くもり防止ヒーター

クリアなミラーを提供するミラーウォーマー



 **KIDS MEDICAL**
キッズメディカル株式会社

非医療機器

くもり防止ヒーター


商品コード：1002177

- ミラーを適温にしてくもりを軽減
- 小型・軽量・簡単操作
- ステンレスカップに水を入れてスイッチON
- ステンレスカップはオートクレーブ滅菌消毒可能

●各部名称と付属品

▼くもり防止ヒーターの交換用部品として別途販売

商品コード	商品名
1002177-1	くもり防止ヒーター用カバー
1002177-2	くもり防止ヒーター用ステンレスカップ



●技術仕様

保温温度	37℃ 室温20℃
基本寸法	W95×D118×H135 (mm)
重量	約530g
材質	本体 (ABS樹脂、アルミニウム)、カバー (アクリル)、ステンレスカップ (ステンレス)
電源電圧	AC 100V 50/60Hz
消費電力	20W
電源コード長	1.5m

KIDS MEDICAL
キッズメディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-12
tel. 03-5615-8822 fax. 03-5615-8855
営業時間：8:00～16:30 ※土日祝を除く
1922kids-inquiry@kids-medical.com

URL www.kids-medical.com



[販売代理店]

製品は改良のため若干変更することがあります。